


---

# ANLEITUNGSKARTE



## Benjamin ComfyNest Zubehör

---





- Verwenden Sie die passende ComfyPillow-Größe, siehe Gebrauchsanweisung.
- Nicht auf Brust oder Bauch lagern.
- Nicht auf Kopf oder Gesicht lagern.
- Verwendung der Materialien nur unter Monitorüberwachung




## ComfyPillow

- Unterstützung Kopf/Rücken/ Seitenlage
- Lagerungswechselschema hantieren



## ComfyStar

- Unterstützung Kopf, Hüfte und Nacken
- Für kurze Dauer als „zusätzliche Hand“ verwendbar



## ComfyKiss

- Nach Bändchen greifen
- Vor dem Mund als Schmusetuch



**Benjamin Care**  
The closer, the better