

Strapette™

Kopfband-Fixierung

für O₂-Nasenbrillen und HighFlow-Nasenbrillen

in 2 Größen, passend vom Frühgeborenen bis zum Kleinkind



Sehr weiches, spezielles Material

Das Strapette™ Kopfband besteht aus einem sehr weichen, speziell für Frühgeborene entwickeltem, Material. Die leichte Hafteigenschaft garantiert beste Passform am Kopf und die zwei Fixierstreifen haften sehr gut auf dem Material der Nasenbrille. Das Strapette™ Kopfband ist eine perfekte Fixierung für Nasenbrillen, ohne dass auf der Haut geklebt werden muss.

Anwendungshinweis:

Strapette™ Kopfband nach Bedarf kürzen, das Band soll nur wenig überlappen. Der Verlauf des Kopfbandes vom Nacken aus, garantiert sehr guten Halt. Die zwei Fixierstreifen können mittels Klettunterlage beliebig platziert werden.

Info auf: www.Connect-Medizintechnik.at