

Abdeckungen für Inkubatoren

conceptnatal 



IncuCap® - Innovative Inkubator- Abdeckung aus High-Tex Material

Der IncuCap® wird aus einem 3-lagigen funktionellen Spezialgewirk hergestellt. Im Kern sorgt eine hochelastische, atmungsaktive Membran dafür, dass die Inkubator Abdeckung lichtdicht ist. Das darunter liegende 3-D Abstandsgewirk übernimmt die optimale Geräuschkämpfung, wirkt rutschhemmend und hält die Abdeckung dauerhaft in Form. Das Material zeichnet sich darüber hinaus auch durch ein geringes Eigengewicht aus. Winzige Silberionen auf der Textilfaser lassen Krankheitserregern keine Chance.



ANTIBAKTERIELL



AIR



AKUSTIK



LICHTDICHT




Trifft ein Keim auf die Textiloberfläche wird die Zellphysiologie gestört, der Stoffwechsel unterbrochen und die Zelle schliesslich abgetötet. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich erwiesen: Die Keimzahl auf intelligenten Stoffen ist verglichen mit Textilien ohne Zusatzfunktion um mehr als 99% reduziert. Auch nach 80 Waschgängen bleibt die antimikrobielle Aktivität nahezu unverändert. Der IncuCap® ist gemäß Öko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert, bi-elastisch, atmungsaktiv und bis 95 °C waschbar und trocknergeeignet. Das rutschhemmende Innenfutter ist neutral, so dass die Beurteilung des Kindes ohne Einfluss möglich ist. Der Zugang zum Kind ist flexibel und wird durch vier Seiten- und zwei Kopf/Fußlaschen gewährleistet.

conceptnatal
Haldenstraße 31 · 72124 Pliezhausen
Tel +49(0)7127 9802601
info@conceptnatal.de · www.conceptnatal.de


Dessins und Farben

conceptnatal 

Farben Oberstoff



türkis 056



gelb 021


Dessins




Meer



Wald



Wiese



Vogel

Farben Band

rot 045

türkis 055

blau 025

violett 015

conceptnatal
Haldenstraße 31 · 72124 Pliezhausen
Tel +49(0)7127 9802601
info@conceptnatal.de · www.conceptnatal.de

IncuCap® ist verfügbar für die Inkubatoren:

Dräger Isolette
Airshield C2000
Dräger 8000IC
Dräger Caleo
Giraffe Omnibed
Giraffe Inkubator
Atom Dual Incu I & Incu I
Atom V2100
Weyer Vita