

# TUBE SECURE™

for Kids



**TUBE-SECURE™** für pädiatrische Patienten ist eine universell einsetzbare Fixierungshilfe, um Sonden, Zuleitungen, Elektroden, usw. sicher zu befestigen. Mit TUBE-SECURE™ Kids kann eine Fixierung von Zuleitungen effizient und standardisiert durchgeführt werden.

TUBE-SECURE™ Kids ist hypoallergen, DEHP-frei und latexfrei und hat eine Adhesiv-Klebefläche. An der Unterseite von TUBE-SECURE™ Kids befindet sich mittig eine weiche Unterlage. Dadurch kann ein mögliches Risiko von Druckstellen durch die Sonde etc. reduziert werden.

TUBE-SECURE™ Kids eignet sich zum Öffnen und Wiederverschließen und die Oberseite ist mit einem kindgerechten „Pinguin-Design“ versehen.

## VORTEILE

- mit TUBE SECURE™ Kids muss weniger oft neu geklebt werden
- multifunktionell für viele Anwendungsgebiete
- weniger Manipulation an Sonden, Zuleitungen, Katheter, etc.
- einfach und schnell anzubringen
- erlaubt Bewegung ohne Zug
- Material angenehm auf der Haut (passt sich an)
- kann bei Bedarf zugeschnitten werden
- kosteneffizient durch längere Verweildauer
- flexibel und leicht

**TUBE-SECURE™ Kids** ist latexfrei, DEHP-frei, hypoallergen und entspricht den Empfehlungen der CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA)

TUBE-SECURE™ für Kinder,  
Verpackung: fliederfarben, VPE 50 Stk.  
Art.Nr. CMJO-73341  
Größe: 4,8 cm lang und 2,2 bzw. 0,6 cm breit

